

USO

Está diseñado como calibrador en la determinación de colesterol de alta densidad (HDL) y colesterol de baja densidad (LDL) en los análisis en suero o plasma. Para diagnóstico *in vitro* solamente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El calibrador de colesterol HDL/LDL es una preparación de suero liofilizado que contiene lipoproteínas de varias clases, incluyendo las lipoproteínas de alta densidad.

El valor del colesterol de baja densidad (LDL) es detectable con el método de referencia (β cuantificación) para la determinación del LDL colesterol.

***LOS REACTIVOS SON NO CORROSIVOS, NO INFLAMABLES, NO CONTAMINANTES INFECCIOSOS**

PREPARACIÓN

Reconstituya el calibrador con 3.0 ml. de agua bidestilada, cierre y deje descansar 5 minutos, tome el vial y mezcle suavemente evitando la formación de espuma, no agite vigorosamente.

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

El calibrador de colesterol HDL/LDL se debe almacenar de 2-8°C. Es estable hasta la fecha de vencimiento demostrada en la etiqueta del frasco. Después de reconstituirse es estable 21 días refrigerados (2-8°C). La estabilidad del calibrador hidratado se puede extender, haciendo alícuotas y congelando a -80°C

PRECAUCIONES

El calibrador es para uso *in vitro* solamente

No pipetee con la boca, en caso de contacto lave con suficiente agua y acuda al médico.

No se utilice si presenta contaminación o turbidez.

Al descartarlo hágalo de acuerdo a la disposición de su institución o a las leyes locales.

MATERIAL PROVISTO

Un vial con suero calibrador liofilizado de Colesterol HDL/LDL 3.0 ml.

INSTRUCCIONES

El calibrador de Colesterol HDL/LDL debe ser tratado de la misma manera que una muestra.

Siga el procedimiento del calibrador recomendado por el fabricante del instrumento.

VALORES ESPERADOS

Los valores esperados para Colesterol HDL son:

Hombres: 30-70 mg/dL

Mujeres: 30-85 mg/dL

De acuerdo a la NCEP, HDL el valor mayor o igual 35 mg/dL se considera aceptable, valores mayores de 60 mg/dL son considerados para ofrecer una cierta protección contra enfermedades cardíacas coronarias. Los valores debajo de 35 mg/dL se consideran ser un factor de riesgo independiente para las enfermedades cardíacas coronarias.

De acuerdo a la NCEP la siguiente clasificación se sugiere para la prevención de enfermedades cardíacas:

LDL Colesterol

<130 mg/dl (3.36 mmol/L)

130-159 mg/dl (3.36-4.11 mmol/L)

160 mg/dl (4.14 mmol/L)

Clasificación

Deseable

Caso probable alto riesgo

Alto riesgo de enfermedades coronarias